


Descrizione articolo Artikelbezeichnung Model description Descripción artículo	Articolo Artikel Model Código	Misure Maße Sizes Medidas mm		
		A	B	C
 <p>Sedile ribaltabile per doccia Duschklappsitz Shower seat Asiento móvil para ducha</p>	0001 RD 31	320	320	

Il sedile ribaltabile per doccia – prodotto in ABS igienico ed alluminio ricoperto – garantisce anche alle persone con mobilità ridotta sicurezza nella doccia ed è omologato secondo il TÜV fino a 100 kg. Tutti i materiali usati sono inossidabili.

Der Duschklappsitz aus hygienischem ABS und beschichtetem Aluminium, ermöglicht auch Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit, ein sicheres Duschvergnügen und hat eine Belastbarkeit, laut TÜV-Prüfzeugnis, bis zu 100 kg. Alle verwendeten Materialien sind rostfrei.

The shower folding seat is made of hygienic ABS and coated aluminium and allows also people with a limited mobility to enjoy the bathroom. It is TÜV-tested and carries a weight up to 100 kg. All materials used are rustproofed.

El asiento móvil para ducha realizado en ABS y aluminio recubierto ofrece seguridad en la ducha también a personas de movilidad limitada. Esta homologado por la TÜV y soporta hasta 100 kg. Todos los materiales utilizados son inoxidables.